

Windows

Windows 利用者向け Tailscale 接続ガイド

Windows 利用者向け配布資料

Generated from TAILSCALE_CLIENT_GUIDE_JA.md / 2026-05-20 02:13

PDF 化するときは A4 でそのまま印刷できます。見出し、図、コードブロックが崩れにくく、改ページの空気が大きくなりすぎないように調整しています。

この資料は、Windows PC 利用者が コマンド入力なし で Tailscale を導入し、口腔機能・栄養評価システムを開くための案内です。

iPad / Android タブレットで使う場合は、TAILSCALE_TABLET_GUIDE_JA.html をご覧ください。

使うもの

管理者から次の 3 ファイルを受け取ります。

1. `TailscaleClientLauncher.cmd`
2. `TailscaleClientLauncher.ps1`
3. `TailscaleClientLauncher.settings.json`

3 つは同じフォルダに置いたまま使ってください。

今回の配布 URL は <https://diskstation.tail632bc4.ts.net/> です。launcher の「アプリを開く」もこの URL を使います。

このシステムでは、保存した記録を PC やタブレットで共有します。毎回同じ URL を開いてください。

初回セットアップ

1. `TailscaleClientLauncher.cmd` をダブルクリックします。
2. 画面が開いたら「Tailscale をダウンロード」を押します。
3. Tailscale のインストールを完了します。
4. launcher に戻り、「Tailscale を起動」を押します。

5. 表示に従ってサインインします。
6. 「状態を確認」を押します。
7. 接続済みになったら「アプリを開く」を押します。

アプリが開けたらこの画面です

接続後に URL が正しく開くと、最初に次のような画面が出ます。

1 口腔機能・栄養評価システム Ver.1.0.0 2 3 記録一覧

利用者情報 口腔機能 MNA-SF 総合評価

利用者基本情報
Basic Patient Information

ふりがな
やまだ たろう

氏名
山田 太郎

性別
選択

生年月日 (西暦)
年 / 月 / 日

体重 (KG)
55.0

身長 (CM)
160.0

BMI (自動計算)

評価日
2026/05/01

BMI サポート
年齢帯の参考帯と MNA F1 の目安を表示します。
生年月日を入力すると年齢帯の参考帯を表示します。

サービスの訪問開始日
年 / 月 / 日

サービスの訪問終了日
年 / 月 / 日

かかりつけ医
選択

入れ歯の使用
選択

担当者
選択

次へ：口腔機能評価 →

このタブを下書き保存 下書き読み込み 下書き削除 下書きなし

アプリを開いた直後の画面

画面の見方:

1. 上部に「口腔機能・栄養評価システム」と出ていれば、正しい画面です。
2. 右上の歯車は設定、? はヘルプです。

3. 上のタブから、利用者情報、口腔機能、MNA-SF、総合評価、記録一覧へ移動できます。

困ったときは、まずこの画面まで開けているかを確認してください。

毎日の使い方

1. `TailscaleClientLauncher.cmd` を開きます。
2. 「状態を確認」を押します。
3. 接続済みと出たら「アプリを開く」を押します。
4. 必要なら「アプリ URL をコピー」で URL を貼り付けて使います。

作業後にやること

1. 画面で記録を保存します。
2. 共用 PC の場合は、作業後にブラウザを閉じます。
3. 次に困ったときも、まず launcher の「状態を確認」を押します。

画面に出る表示の意味

1. **未導入** : Tailscale がまだ入っていません。
2. **導入済み / 未接続** : Tailscale はあるが、サインインや接続が終わっていません。
3. **接続済み** : アプリを開ける状態です。

よくある困りごと

1. アプリが開かない

1. 先に「状態を確認」を押す
2. Tailscale が接続済みか確認する
3. それでもダメなら管理者へ連絡する

2. パスワード画面が出る

1. Tailscale 接続が不完全な場合があります
2. もう一度「状態を確認」を押します
3. 必要なら管理者から案内されたパスワードを入力します

3. 「Tailscale 接続が必要です」と出る

1. Tailscale が未接続です
2. launcher から「Tailscale を起動」を押します
3. 接続後に「アプリを開く」を押し直します

利用者が覚えること

1. コマンド入力は不要です
2. launcher は毎回同じ場所から起動します
3. 困ったらまず「状態を確認」を押します
4. 保存した記録は同じ URL を使う PC やタブレットで共有されます
5. それでも直らなければ管理者へ連絡します

Source: TAILSCALE_CLIENT_GUIDE_JA.md / Generated by build_docs.py