

タブレット利用者向け Tailscale 接続ガイド

この資料は、iPad や Android タブレットの利用者が、PC 用 launcher を使わずに Tailscale を導入して、口腔機能・栄養評価システムを開くための案内です。

管理者が紙で案内する場合は、[TAILSCALE_TABLET_QR_SHEET_JA.md](#) も合わせて使えます。

いちばん簡単な導入方法

タブレットでは、ファイルを配るより次の 3 つだけを渡すほうが初心者向けです。

1. Tailscale に入るための案内
2. アプリの URL
3. このガイド

管理者から案内する内容は、次の形にそろえるのがおすすめです。

1. App Store または Google Play で `Tailscale` を入れてください
2. 管理者が案内したアカウントでサインインしてください
3. 接続後に `https://diskstation.tail632bc4.ts.net/` を開いてください

使うもの

管理者から次の 2 つを受け取ります。

1. Tailscale に入るための案内
2. アプリ URL `https://diskstation.tail632bc4.ts.net/`

タブレットでは `TailscaleClientLauncher.cmd` は使いません。

初回セットアップ

1. App Store または Google Play で **Tailscale** を検索します。
2. **Tailscale** アプリをインストールします。
3. Tailscale を開きます。
4. **始める** や **Log in** などのボタンを押します。
5. 管理者に案内されたアカウントでサインインします。
6. **VPN を追加しますか** や **接続を許可しますか** と表示されたら許可します。
7. Tailscale の画面で接続済みになったことを確認します。
8. Safari または Chrome で **<https://diskstation.tail632bc4.ts.net/>** を開きます。

毎日の使い方

1. 先に Tailscale アプリを開きます。
2. 接続済みになっているか確認します。
3. Safari または Chrome で **<https://diskstation.tail632bc4.ts.net/>** を開きます。
4. よく使う場合は、ブラウザーのブックマークやホーム画面追加を使います。

iPad / Android での見え方

1. iPad では Safari で開くのが簡単です。
2. Android タブレットでは Chrome で開くのが簡単です。
3. 画面はタブレット幅でも崩れにくいように調整済みです。
4. 保存した記録は PC と同じデータを見ます。

よくある困りごと

1. アプリが開かない

1. 先に Tailscale アプリが接続済みか確認します。
2. Wi-Fi を切り替えた直後は、Tailscale アプリを開き直します。
3. それでもダメなら管理者へ連絡します。

2. パスワード画面が出る

1. Tailscale 接続が不完全な場合があります。
2. Tailscale アプリを開き、接続済みか確認します。
3. 必要なら管理者から案内されたパスワードを入力します。

3. VPN の許可 が出て不安

1. Tailscale は安全な通り道を作るために VPN 設定を使います。
2. 初回は許可が必要です。
3. 心配な場合は管理者に確認してから進めます。

4. 次の日にまたつながらない

1. Tailscale アプリがオフになっていないか確認します。
2. Tailscale を一度開いてからブラウザーを開き直します。
3. Android では省電力設定で止まることがあるので、必要なら管理者へ相談します。

利用者が覚えること

1. タブレットでは launcher は使いません。
2. 先に Tailscale アプリを開いてから、アプリ URL を開きます。
3. 困ったらまず Tailscale が接続済みか確認します。
4. それでも直らなければ管理者へ連絡します。